

GENUSPLINT®

Knie-Stabilisierungsbandage 0° + 20° gebeugt

CE

Anwendungsbereich

Kreuzbandverletzungen
Innenbandverletzungen
Meniskusverletzungen
Patellafrakturen
Patellasehnenverletzung
zur postoperativen Ruhigstellung

Merkmale

Kniestabilisierungsbandage in
0° gestreckt bzw. 20° Grad gebeugt,
jeweils 2 Größen und 2 Längen verfügbar
Ober- und Unterschenkelmanschette getrennt,
die Schienen können abgenommen und
unabhängig voneinander angepasst werden.
Dadurch exakte Passform am Bein.
Vier zirkuläre Verschlussgurte.
Anatomische Wadenform mit Verschluss
oberhalb des Wadenbauches verhindert sicher
das Abrutschen der Bandage.
Hoher Tragekomfort durch 3D-Abstands-
Gewirk.

Hergestellt in Deutschland



Art.Nr. 23030-

0°gestreckt

Art.Nr. 23032-

20°gebeugt



0°gestreckt

2303040L = Standard 0° Knieumf. bis 60 cm Länge 40 cm
2303050L = Standard 0° Knieumf. bis 60 cm Länge 50 cm
2303040S = Slimline 0° Knieumf. bis 45 cm Länge 40cm
2303050S = Slimline 0° Knieumf. bis 45 cm Länge 50cm

20° gebeugt

2303240L = Standard 20° Knieumf. bis 60 cm Länge 40 cm
2303250L = Standard 20° Knieumf. bis 60 cm Länge 50 cm
2303240S = Slimline 20° Knieumf. bis 45cm Länge 40cm
2303250S = Slimline 20° Knieumf. bis 45cm Länge 50cm

hegos GmbH

Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf

Tel: 08192-99733-70

Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de

www.hegos-medical.de