

MANUCUR[®]

Handgelenk-Finger-Orthese

hergestellt in Deutschland CE

Anwendungsbereiche

Frakturbehandlung
Tendovaginitis
Dupuytren - Kontrakturen
Karpaltunnelsyndrom
Sehnenrupturen-/läsionen
zur postoperativen Therapie

Merkmale

Handgelenk-Stabil-Bandage
mit Fingerauflage
Anpassung der Flexion im Hand-
gelenk und den Fingergelenken
ohne Werkzeug möglich.



Art. Nr. 05010 L / R

HMV.Nr. 23.07.02.1010

Größenbestimmung nach
Handgelenkumfang:

links

S = 13-15 cm

rechts

M = 16-17 cm

L = 18-19 cm

XL = über 19 cm

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de

www.hegos-medical.de

MANUCUR

Langform

Handgelenk-Stabilisierungs-Bandage

Länge 25 cm

hergestellt in Deutschland

Anwendungsbereich

Distorsion

Tendovaginitis

Arthritis

Arthrosen

Überlastungssyndrom

Frakturbehandlung

Karpaltunnelsyndrom



Merkmale

Handgelenkstabilisierungs-

Bandage mit anatomischer

Aluschiene palmar

ohne Werkzeug nachformbar

und zwei Schienen dorsal

Art.Nr. 05012

col. schwarz

HMV-Nr.23.07.02.4013

CE

Größenbestimmung nach Handgelenkumfang:

links

S = 13-15 cm

rechts

M = 16-17 cm

L = 18-19 cm

XL = über 19 cm

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de
www.hegos-medical.de

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE PATIENTENHINWEISE

Die Manucur ist eine verordnungsfähige Bandage, die nach Anweisung Ihres Arztes getragen werden soll.

Die Bandage ist zur Verwendung für nur einen Patient vorgesehen.

Bei unsachgemäßer Anwendung und bei Veränderungen die am Produkt unsachgemäß vorgenommen werden ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

Bei auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Verwenden Sie vor dem Anlegen der Bandage keine fetthaltigen Salben, da diese dem Gewebe schaden können und die Luftdurchlässigkeit beeinträchtigen können.

Garantie wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet.

Eine evtl. Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen

Pflege

Waschempfehlung Handwäsche bei 30° C mit Feinwaschmittel.

Lufttrocknung

Anlegen der Bandage

Nehmen Sie die Handgelenkbandage und die Fingerauflage aus der Verpackung und schieben die Aluminiumschiene bis zum Anschlag in die palmar liegende Tasche. Der schwarze Klettstreifen wird auf der Tasche angedrückt und verhindert das Herausgleiten der Fingerauflage.

Zum leichteren Anlegen mit der Hand durch die Elastikmanschette schlüpfen. Daumen in die Öffnung einfädeln.

Die Klettenverschlüsse durch die Schlaufen führen, straffen und fixieren.

Den Fingergurt unter leichtem Zug verschließen.

Die Fingerauflage kann nach ärztlicher Anweisung zu Therapiezwecken abgenommen werden.

Dazu wird der volare Klettverschluß gelöst und die Fingerauflage mit der Aluschiene aus der Bandagentasche gezogen.

Die eingearbeiteten Schienenverstärkungen können ohne Werkzeug nachgepasst und die Flexion der Fingergelenke kann durch Biegen der Aluschiene verändert werden.

