

# *Pron+EX*

## Funktionsunterstützende Fussheber-Orthese mit Pronations-Zügelung

hergestellt in Deutschland

### Anwendungsbereiche

Fußheberschwäche  
schlaffe Lähmung mit geringer  
Spastizität

### Merkmale

- gepolsterte Knöchelmanschette -  
diagonal verlaufender Fußheberzügel  
mit dosierbarer Supinationswirkung  
je nach Schweregrad der Parese -  
zweiflächige Kunststofflaufsohle  
zur evtl. Veränderung der Steifigkeit  
im Vorfussbereich
- gepolsterte Decksohle
- im Normalschuh zu tragen
- Pronations - Zügelung abnehmbar



CE

Art. Nr. 23023 Gr. 37-48 col. schwarz  
HMV-Nr. 23.03.02.0 Sondergrößen lieferbar

**! Zum leichteren Anziehen erst die Orthese in den Schuh legen, dann einschlüpfen und die  
Fussheber-Zügel spannen!**



Knöchelgamasche waschbar bis 30°C -Klettverschluss schliessen lufttrocknen

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf  
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: [hegos-medical@t-online.de](mailto:hegos-medical@t-online.de)  
[www.hegos-medical.de](http://www.hegos-medical.de)