

# **RHIZOCUR**®

Stabilorthese zur Ruhigstellung  
des Daumen-/Daumensattel- und Grundgelenkes

hergestellt in Deutschland 

## **Anwendungsbereiche**

Distorsionen  
Seitenbandverletzungen  
Skidaumen  
Rhizarthrosen  
zur Ruhigstellung nach  
operativen Eingriffen

## **Merkmale**

Dorsale und volare Schienen-  
verstärkung, anformbar  
Links und Rechts anwendbar.



Artikelnummer 05004 S / L  
col. schwarz

HMV.Nr. 23.07.01.2002  
PZN 6118613 small



**Small**  
**Large**

**Handgelenksumfang bis 16 cm**  
**Handgelenksumfang ab 17 cm**

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf  
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de  
www.hegos-medical.de