

# SAVE STEP<sup>®</sup>

## Vorfussentlastungsschuh

mit Lamellen - Abrollsohle  
und anpassbarer Zweischichten-Innensohle  
zur Wundentlastung und Druckreduktion

CE

### Anwendungsbereich

Umstellungsosteotomien  
Endoprothesen  
Lapidus-OP  
Metatarsalfrakturen  
Zehenfrakturen, Phlegmone  
Zehenamputation, Ulcera  
Plantarwarzen

### Merkmale

Entlastung der Zehengelenke während der Schrittphase durch Abroll-Lamellen besonders leichter Entlastungsschuh rutschfeste EVA-Schaumsohle mit Entlastungslamellen unter dem Abroll-scheitel, 5° Negativsohle Fersenauftrittshöhe 20 mm gepolsterter Klettverschluss am Rist, zusätzliche Entlastung durch weiche, veränderbare Doppel-Innensohle, gepolstertes Baumwollinnenfutter gesamter Schuh maschinenwaschbar 30°C



Art. Nr. 31030 XS - XL  
col. schwarz

HMV. Nr. 31.03.03.5039  
links und rechts tragbar

### Größeneinteilung nach Konfektions-Schuhgrößen

XS = 34-36  
S = 37-38  
M = 39-40  
L = 41-42  
XL = 43-46  
XXL = 47-49