

# UNIVERSE

**Verbands – Schuh  
zur postoperativen Versorgung  
und Langzeit - Therapie**

## Anwendungsbereich

Umstellungs-Osteotomien  
Endoprothesen  
Metatarsal - / Zehenfrakturen  
Phlegmone  
Ulcera, Amputationen

## Merkmale

knöchelumfassender Schuh mit  
Vollschaumsohle in geringer Negativstellung  
Absatzhöhe 15 mm. Gepolsterter Schuhschaft  
aus PA-Nubuk mit Seitenwechsel-Verschluss  
nahtfreies Innenpolster, Ristgurtpolsterung.  
Polster-Innensohle mit Nubukdecke  
Sohlenversteifung mit weit zurück versetzter  
Mittelfuss-Rolle. Seitliche Fersenpolster  
links und rechts tragbar



Art.Nr. 31032 col. schwarz / grau CE  
HMV. Nr. 31.03.03.4056

## Größen

**XS = 35-37**  
**S = 38-39**  
**M = 40-41**  
**L = 41-42**  
**XL = 43-45**  
**XXL = 46-49**